

高纯度质粒小提中量快速提取试剂盒

Highpure Rapid Mini Plasmid Kit II



产品信息:

| 试剂盒组成 | 保存 | DP110-01 |
|------------------|------|--------------------|
| | | 50 次 |
| 平衡液 BL | 室温 | 30ml |
| RNaseA (10mg/ml) | -20℃ | 300μl |
| 溶液 P1 | 4℃ | 30ml |
| 溶液 P2 | 室温 | 30ml |
| 溶液 P3 | 室温 | 40ml |
| 去蛋白液 PD | 室温 | 25ml |
| 漂洗液 WB | 室温 | 15ml |
| | | 第一次使用前加入 60ml 无水乙醇 |
| 洗脱缓冲液 EB | 室温 | 15ml |
| 吸附柱 BC | 室温 | 50 个 |
| 收集管 (2ml) | 室温 | 50 个 |

保存条件: 本产品收到后按照上面指示温度存放各成份, 储存 18 个月不影响使用效果。

产品介绍:

本试剂盒采用改进 SDS-碱裂解法裂解细胞, 离心吸附柱内的硅基质膜在高盐、低 pH 值状态下选择性地结合溶液中的质粒 DNA, 再通过去蛋白液和漂洗液将杂质和其它细菌成分去除, 最后低盐、高 pH 值的洗脱缓冲液将纯净质粒 DNA 从硅基质膜上洗脱。

提取得率:

| 质粒类型 | 菌液量 | 得率 | 质粒 |
|------|--------|---------|-------------------------|
| 低拷贝 | 5-15ml | 5-25ug | 如: pBR322 pACYC PET 系列等 |
| 高拷贝 | 5-15ml | 15-70ug | 如: pMD18-T pUC19 等 |

产品特点:

1. 离心吸附柱内硅基质膜全部采用进口特制吸附膜，柱与柱之间吸附量差异极小，可重复性好。克服了国产试剂盒膜质量不稳定的弊端。
2. 独有的去蛋白液配方，可以高效去除残留的核酸酶，即使是核酸酶含量丰富的菌株如 JM 系列、HB101 也可以轻松去除。有效防止了质粒被核酸酶降解。
3. 快速、方便，不需要使用有毒的苯酚、氯仿等试剂，也不需要乙醇沉淀。获得的质粒产量高、纯度好，可以直接用于酶切、转化、PCR、体外转录、测序等各种分子生物学实验。

注意事项:

1. **第一次使用时，将试剂盒所带的全部 RNase A 加入溶液 P1 后（终浓度 100ug/ml）置于 2-8℃ 保存。如果溶液 P1 中 RNase A 失活，提取的质粒可能会有微量 RNA 残留，在溶液 P1 中补加 RNase A 即可。**
2. 环境温度低时溶液 P2 中 SDS 可能会析出浑浊或者沉淀，可在 37℃ 水浴加热几分钟，即可恢复澄清，不要剧烈摇晃，以免形成过量的泡沫。
3. 避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、pH 值变化。
4. 溶液 P3 和去蛋白液 PD 中含有刺激性化合物，操作时要戴乳胶手套，**避免沾染皮肤、眼睛和衣服。若沾染皮肤、眼睛时，要用大量清水或者生理盐水冲洗。**
5. 提取质粒的量与细菌培养浓度、质粒拷贝数等因素有关。一般高拷贝质粒，建议接种单菌落于 5ml-15ml 加合适抗生素的 LB 培养基，过夜培养 14-16 个小时，可提取出多达 70μg 的纯净质粒。如果所提质粒为低拷贝质粒或大于 10kb 的大质粒，应适当加大菌体使用量，同时按比例增加 P1、P2、P3 的用量，其它步骤相同。
6. 得到的质粒 DNA 可用琼脂糖凝胶电泳和紫外分光光度计检测浓度与纯度。OD₂₆₀ 值为 1 相当于大约 50μg/ml DNA。电泳可能为单一条带，也可能为 2 条或者多条 DNA 条带，这主要是不同程度的超螺旋构象质粒泳动位置不一造成，与提取物培养时间长短、提取时操作剧烈程度等有关。**本公司产品正常操作情况下基本超螺旋可以超过 90%。**
7. **洗脱液 EB 不含有螯合剂 EDTA，不影响下游酶切、连接等反应。也可以使用水洗脱，但应该确保 pH 大于 7.5，pH 过低影响洗脱效率。用水洗脱质粒应该保存在 -20℃。质粒 DNA 如果需要长期保存，可以用 TE 缓冲液洗脱（10mM Tris-HCl，1mM EDTA，pH 8.0），但是 EDTA 可能影响下游酶切反应，使用时可以适当稀释。**

自备试剂: 无水乙醇

操作步骤:

提示:

- ⇒ 第一次使用前请先在漂洗液 WB 瓶中加入指定量无水乙醇，充分混匀，加入后请及时在方框打钩标记已加入乙醇，以免多次加入!
- ⇒ 将 RNase A 全部加入溶液 P1 中，混匀，每次使用后置于 2-8℃ 保存。
- ⇒ 将溶液 P3 放在冰上预冷。

1. 柱平衡步骤: 向吸附柱 BC 中 (吸附柱放入收集管中) 加 500μl 平衡液 BL, 12,000rpm 离心 1 min, 倒掉收集管中的废液, 将吸附柱重新放回收集管中。(请使用当天处理柱子。)
2. 取 5-15 ml 过夜培养的菌液, 12,000rpm 离心 1 min, 尽可能倒干上清, 收集菌体。
3. 用 500μl 溶液 P1 重悬菌体沉淀, 涡旋振荡至彻底悬浮。
4. 加 500μl 的溶液 P2, 温和地上下翻转 4-7 次使菌体充分裂解。
5. 加 700μl 溶液 P3, 立即温和地上下翻转 4-7 次, 充分混匀时会出现白色絮状沉淀。12,000rpm 离心 10 min, 小心取上清。
6. 将上一步所得上清分次加入吸附柱 BC 中 (吸附柱放入收集管中), 12,000rpm 离心 30-60 sec, 倒掉收集管中的废液。
7. 可加入 500μl 去蛋白液 PD, 12,000rpm 离心 30-60 sec, 弃废液。
8. 加入 500μl 漂洗液 WB (请先检查是否已加入无水乙醇!), 12,000rpm 离心 30 sec, 弃掉废液。
9. 重复步骤 8。
10. 将吸附柱 BC 放回空收集管中, 12,000rpm 离心 2 min, 将吸附柱置于室温放置数分钟, 以彻底晾干吸附材料中残余的漂洗液, 以免漂洗液中残留乙醇抑制下游反应。
11. 取出吸附柱 BC, 放入一个干净的离心管中, 向吸附膜的中间部位加 100μl 洗脱缓冲液 EB (洗脱缓冲液事先在 65-70℃ 水浴中加热效果更好), 室温放置 2 min, 12,000rpm 离心 1 min。如果需要较多量质粒, 可将得到的溶液重新加入离心吸附柱中, 离心 1 min, 将质粒溶液收集到离心管中。

BM201225