

pcDNA3.1(+) Seamless Cloning Kit



产品组成	CL140-01
pcDNA3.1(+)线性化载体(50 ng/µl)	20 μl
2×Seamless Cloning Mix	100 µl

保存条件: -20℃保存一年

产品介绍:

pcDNA3.1(+)载体为哺乳动物细胞表达载体,具有人巨细胞病毒(CMV)启动子,在哺乳动物细胞中高水平表达;新霉素抗性基因,用于选择稳定细胞系。本产品提供pcDNA3.1(+)经 EcoRI酶切后的线性化载体,可用无缝克隆技术将单个或多个 DNA 片段组装到载体上。

无缝克隆技术可在重组酶的作用下,只需一步反应,便可将片段克隆到任何载体中的任意位置,得到重组质粒。无缝克隆技术作为一种非常强大的克隆技术,具有快速、简便、高效、多片段组装和定向克隆等特点,用于单个 DNA 片段的克隆,多个 DNA 片段组装克隆以及多位点突变构建等实验目的。

产品特点:

- 1. pcDNA3.1(+)具有人巨细胞病毒(CMV)启动子,在哺乳动物细胞中高水平表达。
- 2. pcDNA3.1(+)具有新霉素抗性基因,用于选择稳定细胞系。
- 3. pcDNA3.1(+)经 EcoRI酶切后的线性化载体,省时省力。
- 4. 无缝克隆技术只需要简单的 PCR 扩增就可以制备片段 DNA。
- 5. 可以克隆长片段和多片段 DNA。

操作步骤:

- 1. pcDNA3.1(+)线性化载体使用方法:
- (1) pcDNA3.1(+)线性化载体当做克隆载体使用,可以在扩增 PCR 产物的

上游引物 5'端添加序列: TAGGGAGACCCAAGCTGGCTAGCgccacc (gccacc 为 Kozak 序列)

下游引物 5'端添加序列: CACTGTGCTGGATATCTGCAGAATTC 通过无缝克隆连接到 pcDNA3.1(+)中。





(2) 测序引物

pcDNA3.1-F:CTAGAGAACCCACTGCTTAC

pcDNA3.1-R(BGH-R):TAGAAGGCACAGTCGAGG

(3) pcDNA3.1(+)线性化载体为 EcoRI酶切后的线性化载体,图谱及多克隆位点见下图。







2. 载体片段的重组连接

(1) 在一个 0.2ml PCR 管中依次加入

组分	体积
PCR 产物 (50-100ng/μl)	1µl
pcDNA3.1(+)线性化载体 (50ng/µl)	1 μl
2×Seamless Cloning Mix	5 μl
补水至总体积	10 μl

(2)操作:轻轻混合,离心数秒。在 PCR 仪上 50℃保温 15 分钟。反应结束后,将离心管置于冰上,等待细菌转化。 如暂时不转化细菌,可冻存于-20℃。

注意:

- (1) 载体用量一般在 50-100ng 较好。载体和片段的摩尔比为 1:1 至 1:3。片段小于 200bp时,片段用量可增加到载体的 5 倍量。如果片段较多,可适当增大体系,如 20ul。
 - (2) 多片段连接,50℃反应时间不要超过60分钟。
- 3.转化: 具体操作以感受态细胞操作说明书为准
- 4.阳性克隆鉴定: (1) 菌落 PCR 方法; (2) 限制性酶切分析方法; (3) DNA 测序分析方法。

pcDNA3.1(+)载体序列:

>pcDNA3.1 (+)



CGGTAAACTGCCCACTTGGCAGTACATCAAGTGTATCATATGCCAAGTACGCCCCC TATTGACGTCAATGACGGTAAATGGCCCGCCTGGCATTATGCCCAGTACATGACCT TATGGGACTTTCCTACTTGGCAGTACATCTACGTATTAGTCATCGCTATTACCATGG TGATGCGGTTTTGGCAGTACATCAATGGGCGTGGATAGCGGTTTGACTCACGGGG ATTTCCAAGTCTCCACCCCATTGACGTCAATGGGAGT<mark>TTGTTTTG</mark>GCACCAAAATC AACGGGACTTTCCAAAATGTCGTAACAACTCCGCCCCATTGACGCAAATGGGCGG TAGGCGTGTACGGTGGGAGGTCTATATAAGCAGAGCTCTCTGGCTAACTAGAGAA CCCACTGCTTACTGGCTTATCGAAATTAATACGACTCACTATAGGGAGACCCAAGC TGGCTAGCGTTTAAACTTAAGCTTGGTACCGAGCTCGGATCCACTAGTCCAGTGT GGTG<mark>GAATTC</mark>TGCAGATATCCAGCACAGTGGCGGCCGCTCGA<mark>GTCTAGAGG</mark>GCCC $TTGCCCCTCCCCGTGCCTTCCTTGACCCTGGAAGGTGCCACTCC{\color{red} {\bf CACTGTCCTTT}}$ CCTAATAAAATGAGGAAATTGCATCGCATTGTCTGAGTAGGTGTCATTCTATTCTG GGGGGTGGGGCAGGACAGCAAGGGGGAGGATTGGGAAGACA<mark>ATAGCAG</mark> GCATGCTGGGGATGCGGTGGGCTCTATGGCTTCTGAGGCGGAAAGAACCA<mark>GCTG</mark> GGGCTCTAGGGGGTATCCCCACGCCCCTGTAGCGGCGCATTAAGCGCGGGGGGTT GTGGTGGTTACGCGCAGCGTGACCGCTACACTTGCCAGCGCCCTAGCGCCCGCTC $\tt CTTTCGCTTTCTTCCCTTCCTTTCTCGCCACGTTCGCCGGCTTTCCCCGTCAAGCT$ ${\sf CTAAATCGGGGGCTCCCTTTAGGGTTCCGATTTAGTGCTTTACGGCACCTCGACCC}$ CAAAAAACTTGATTAGGGTGATGGTTCACGTAGTGGGCCATCGCCCTGATAGACG GTTTTCGCCCTTTGACGTTGGAGTCCACGTTCTTTAATAGTGGACTCTTGTTCCA AACTGGAACAACACTCAACCCTATCTCGGTCTATTCTTTTGATTTATAAGGGATTTT GCCGATTTCGGCCTATTGGTTAAAAAATGAGCTGATTTAACAAAAATTTAACGCGA ATTAATTCTGTGGAATGTGTCAGTTAGGGTGTGGAAAGTCCCCAGGCTCCCCA GCAGGCAGAAGTATGCAAAGCATGCATCTCAATTAGTCAGCAACCAGGTGTGGA CAGCAACCATAGTCCCGCCCTAACTCCGCCCATCCCGCCCCTAACTCCGCCCAG GGCCGCCTCTGCCTCTGAGCTATTCCAGAAGTAGTGAGGAGGCTTTTTTGGAGGC CTAGGCTTTTGCAAAAAGCTCCCGGGAGCTTGTATATCCATTTTCGGATCTGATCA AGAGACAGGATGAGCTTTCGCATGATTGAACAA<mark>GATGGATT</mark>GCACGCAGGT TCTCCGGCCGCTTGGGTGGAGAGGCTATTCGGCTATGACTGGGCACAACAGACAA TCGGCTGCTCTGATGCCGCCGTGTTCCGGCTGTCAGCGCAGGGGCCCCGGTTCT



TTTTGTCAAGACCGACCTGTCCGGTGCCCTGAATGAACTGCAGGACGAGGCAGC GCGGCTATCGTGGCCACGACGGCGTTCCTTGCGCAGCTGTGCTCGACGTT GTCACTGAAGCGGGAAGGGACTGGCTGCTATTGGG<mark>CGAAGTG</mark>CCGGGGCAGGAT CTCCTGTCATCTCACCTTGCTCCTGCCGAGAAAGTATCCATCATGGCTGATGCAAT GCGGCGGCTGCATACGCTTGATCCGGCTACCTGCCCATTCGACCACCAAGCGAAA CATCGCATCGAGCGAGCACGTACTCGGATGGAAGCCGGTCTTGTCGATCAGGATG ATCTGGACGAAGAGCATCAGGGGCTCGCGCCAGCCGAACTGTTCGCCAGGCTCA AGGCGCGCATGCCCGACGCGAGGATCTCGTCGTGACCCATGCCGATGCCTGCTT GCCGAATATCATGGTGGAAAATGGCCGCTTTTCTGGATTCA<mark>TCGACTGTGG</mark>CCGGC TGGGTGTGGCGACCGCTATCAGGACATAGCGTTGGCTACCCGTGATATTGCTGA AGAGCTTGGCGGCGAATGGGCTGACCGCTTCCTCGTGCTTTACGGTATCGCCGCT CCCGATTCGCAGCGCATCGCCTTCTATCGCCTTCTTGACGAGTTCTTCTGAGCGGG ACTCTGGGGTTCGAAATGACCGACCAAGCGACGCCCAACCTGCCATCACGAGAT TTCGATTCCACCGCCCTTCTATGAAAGGTTGGGCTTCGGAATCGTTTTCCGGGA CGCCGGCTGGATGATCCTCCAGCGCGGGGATCTCATGCTGGAGTTCTTCGCCCAC CCCAACTTGTTTATTGCAGCTTATAATGGTTACAAATAAAGCAATAGCATCACAAA TTTCACAAATAAAGCATTTTTTCACTGCATTCTAGTTGTGGTTTGTCCAAACTCAT ATGGTCATAGCTGTTTCCTGTGTGAAATTGTTATCCGCTCACAATTCCACACAACA CACATTAATTGCGTTGCGCTCACTGCCCGCTTTCCAGTCGGGAAACCTGTCGTGC CAGCTGCATTAATGAATCGGCCAACGCGCGGGGAGAGGCGGTTTGCGTATTGGGC GCTCTTCCGCTCACTGACTCGCTCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCG AGCGGTATCAGCTCACAGAGGCGGTAATACGGTTATCCACAGAA<mark>TCAGGGGAT</mark> AACGCAGGAAAGAACATGTGAGCAAAAGGCCAGCAAAAGGCCA<mark>GGAACCGTA</mark>A AAAGGCCGCGTTGCTGGCGTTTTTCCATAGGCTCCGCCCCCT<mark>GACGAGCAT</mark>CAC AAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAACCCGACAG<mark>GACTATAAA</mark>GATAC CAGGCGTTTCCCCCTGGAAGCTCCCTCGTGCGCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGC TTACCGGATACCTGTCCGCCTTTCTCCCTTCGGGAAGCGTGGCGCTTTCTCATAGC TCACGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTCGCTCCAAGCTGGGCTGTG TGCACGAACCCCCGTTCAGCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTT GAGTCCAACCCGGTAAGACACGACTTATCGCCACTGGCAGCAGCCACTGGTAAC AGGATTAGCAGAGCGAGGTATGTAGGCGGTGCTACA<mark>GAGTTCTT</mark>GAAGTGGTGG



CCTAACTACGCCTACACTAGAAGAACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGC CTGGTAGCGGTTTTTTTGTTTGCAAGCAGCAGATTA<mark>CGCGCAG</mark>AAAAAAAGGATC TCAAGAAGATCCTTTGATCTTTTCTACGGGGTCTGACGCTCAGTGGAACGAAAAC TCACGTTAAGGGATTTTGGTCATGAGATTATCAAAAA<mark>GGATCTTC</mark>ACCTAGATCCT TTTAAATTAAAATGAAGTTTTAAATCAATCTAAAGTA<mark>TATGAGTAAACTTGGTC</mark> TGACAGTTACCAATGCTTAATCAGTGAGGCACCTATCTCAGCGATCTGTCTATTTC GTTCATCCATAGTTGCCTGACTCCCCGTCGTGTAGATAACTACGATACGGGAGGGC TTACCATCTGGCCCCAGTGCTGCAATGATACCGCGAGACCCACGCTCACCGGCTC CAGATTTATCAGCAATAAACCAGCCAGCCGGAAGGCCCGAGCGCAGAAGTGGTC CTGCAACTTTATCCGCCTCCATCCAGTCTATTAATTGTTGCCGGGAAGCTAGAGTA AGTAGTTCGCCAGTTAATAGTTTGCGCAACGTTGTTGCCATTGCTACAGGCATCGT GGTGTCACGCTCGTTTGGTATGGCTTCATTCAGCTCCGGTTCCCAACGATCAA GGCGAGTTACATGATCCCCCATGTTGTGCAAAAAAGCGGTTAGCTCCTT<mark>CGGTCC</mark> TCCGATCGTTGTCAGAAGTAAGTTGGCCGCAGTGTTATCACTCATGGTTATGGCAG CACTGCATAATTCTCTTACTGTCATGCCATCCGTAAGATGCTTTTCTGTGACTG<mark>GTG</mark> AGTACTCAACCAAGTCATTCTGAGAATAGTGTATGCGGCGACCGAGTTGCTCTTG ${\sf CCCGGCGTCAATACGGGATAATACCGCGCCACATAGCAGAACTTTAAAAGTGCTC}$ ATCATTGGAAAACGTTCTTCGGGGCGAAAACTCTCAAGGATCTTACCGCTGTTGA GATCCAGTTCGATGTAACCCACTCGTGCACCCAACTGATCTTCAGCATCTTTTACT TTCACCAGCGTTTCTGGGTGAGCAAAAACAGGAAGGCAAAATGCCGCAAAAAA GGGAATAAGGGCGACACGGAAATGTTGAATACTCATACTCTTCCTTTTTCAATATT ATTGAAGCATTTATCAGGGTTATTGTCTCATGAGCGGATACATATTTGAATGTATTT AGAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGTTCCGCGCACATTTCCCCGAAAAG<mark>TGCCACCTG</mark> ACGTC

BM210513