

pET-22b(+) Seamless Cloning Kit



产品组成	CL130-01
pET-22b(+)线性化载体(50 ng/μl)	20 μl
2×Seamless Cloning Mix	100 μ1

保存条件: -20°C保存一年

产品介绍:

pET-22b(+)载体为高水平的原核表达载体,在 N 端含有 PelB 信号肽序列,能够将表达的目的蛋白定位在细胞外周质腔,同时在 C端具有 His 标签。本产品提供 pET-22b(+)经 EcoRI 酶切后的线性化载体,可用无缝克隆技术将单个或多个 DNA 片段组装到载体上。

无缝克隆技术可在重组酶的作用下,只需一步反应,便可将片段克隆到任何载体中的任意位置,得到重组质粒。无缝克隆技术作为一种非常强大的克隆技术,具有快速、 简便、高效、多片段组装和定向克隆等特点,用于单个 DNA 片段的克隆,多个 DNA 片段组装克隆以及多位点突变构建等实验目的。

产品特点:

- 1. pET-22b(+)载体为原核表达载体, 具有 N-PelB signal sequence 和 C-His 标签。
- 2. pET-22b(+)经 EcoRI酶切后的线性化载体,省时省力。
- 3. 无缝克隆技术只需要简单的 PCR 扩增就可以制备片段 DNA。
- 4. 可以克隆长片段和多片段 DNA。
- 5. 简单、快速、精确、定向克隆。

操作步骤:


- 1. pET-22b(+)线性化载体使用方法:
- (2) 测序引物




T7: 5'-TAATACGACTCACTATAGGG-3'

T7t: 5'-GCTAGTTATTGCTCAGCGG-3'

(3) pET-22b(+)线性化载体为 EcoRI酶切后的线性化载体, 图谱及多克隆位点见下图。





2. 载体片段的重组连接

(1) 在一个 0.2ml PCR 管中依次加入



组分	体积
PCR 产物 (50-100ng/µl)	1 μl
pET-22b(+)线性化载体 (50ng/μl)	1 μl
2×Seamless Cloning Mix	5 μl
补水至总体积	10 μl

(2)操作:轻轻混合,离心数秒。在 PCR 仪上 50℃保温 15 分钟。反应结束后,将离心管置于冰上,等待细菌转化。如暂时不转化细菌,可冻存于-20℃。

注意:

- (1) 载体用量一般在 50-100ng 较好。载体和片段的摩尔比为 1:1 至 1:3。片段小于 200bp时,片段用量可增加到载体的 5 倍量。如果片段较多,可适当增大体系,如 20μ l 。
- (2) 多片段连接,50℃反应时间不要超过60分钟。
- 3.转化: 具体操作以感受态细胞操作说明书为准。
- 4.阳性克隆鉴定: (1) 菌落 PCR 方法; (2) 限制性酶切分析方法; (3) DNA 测序分析方法。

pET-22b(+)载体序列:

>pET-22b(+)

TGGCGAATGGGACGCCCTGTAGCGGCGCATTAAGCGCGGCGGGTGTGGTGGTTAC
GCGCAGCGTGACCGCTACACTTGCCAGCGCCCTAGCGCCCGCTCCTTTCGCTTTCTTC
CCTTCCTTTCTCGCCACGTTCGCCGGCTTTCCCCGTCAAGCTCTAAATCGGGGGCTCC
CTTTAGGGTTCCGATTTAGTGCTTTACGGCACCTCGACCCCAAAAAACTTGATTAGGG
TGATGGTTCACGTAGTGGGCCATCGCCCTGATAGACGGTTTTTCGCCCTTTTGACGTTG
GAGTCCACGTTCTTTAATAGTGGACTCTTGTTCCAAACTGGAACAACACTCAACCCTA
TCTCGGTCTATTCTTTTGATTTATAAGGGATTTTGCCGATTTCGGCCTATTGGTTAAAAA
ATGAGCTGATTTAACAAAAATTTAACGCGAATTTTAACAAAAATATTAACGTTTACAATT
TCAGGTGGCACTTTTCGGGGAAATGTGCGCGGGAACCCCTATTTGTTTATTTTTCTAAAT
ACATTCAAATATGTATCCGCTCATGAGACAATAACCCTGATAAATGCTTCAATAATATTG
AAAAAGGAAGATATGAGTATTCAACATTTCCGTGTCGCCCTTATTCCCTTTTTTTGCGG
CATTTTGCCTTCCTGTTTTTGCTCACCCAGAAACGCTGGTGAAAGTAAAAGATGCTGA
AGATCAGTTGGGTGCACGAGTGGGTTACATCGAACTGGATCTCAACAGCGGTAAGAT



CCTTGAGAGTTTTCGCCCCGAAGAACGTTTTCCAATGATGAGCACTTTTAAAGTTCTG CTATGTGGCGCGGTATTATCCCGTATTGACGCCGGGCAAGAGCAACTCGGTCGCCGCA TACACTATTCTCAGAATGACTTGGTTGAGTACTCACCA<mark>GTCACAG</mark>AAAAGCATCTTAC GGATGGCATGACAGTAAGAGAATTATGCAGTGCTGCCATAACCATGAGTGATAACACT GCGGCCAACTTACTTCTGACAACGATCGGAGGACCGAA<mark>GGAGCTA</mark>ACCGCTTTTTTG GCCATACCAAACGACGAGCGTGACACCACGATGCCTGCAGCAATGGCAACAACGTTG CGCAAACTATTAACTGGCGAACTACTTACTCTAGCTTCCCGGCAACAATTAATAGACTG GTTTATTGCTGATAAATCTGGAGCCGGTGAGCGTGGGTCTCGCG<mark>GTATCATTGC</mark>AGCA CTGGGGCCAGATGGTAAGCCCTCCCGTATCGTAGTTATCTACACGA<mark>CGGGGAGTCAGG</mark> CAACTATGGATGAACGAAATAGACAGATCGCTGAGATAGGTGCCTCA<mark>CTGATTAAGCA</mark> TTAATTTAAAAGGATCTAGGTGAAGATCCTTTTTGATAATCTCATGACCAAA<mark>ATCCCTT</mark> AACGTGAGTTTCCGTTCCACTGAGCGTCAGACCCCGTAGAAAAGATCAAAGGATCTT ACCAGCGGTGGTTTGTTTGCCGGATCAAGAGCTACCAACTCTTTTTCCGAAGGTAACT GGCTTCAGCAGAGCGCAGATACCAAATACTGTCCTTCTAGTGTAGCCGTAGTTAGGCC ACCACTTCAAGAACTCTGTAGCACCGCCTACATACCTCGCTCTGCTAATCCTGTTAC<mark>CA</mark> GTGGCTGCCAGTGGCGATAAGTCGTGTCTTACCGGGTTGGACTCAAGACGATAGT TACCGGATAAGGCGCAGCGGTCGGGCTGAACGGGGGGTTCGTGCACACAGCCCAGCT TGGAGCGAACGACCTACACCGAACTGAGATACCTACAGCGTGAGCTATGAGAAAGCG CCACGCTTCCCGAAGGGAGAAAGGCGGACAGGTATCCGGTAAGCGGCAGGGTCGGA ACAGGAGAGCGCACGAGGGAGCTTCCAGGGGGAAACGCCTGGTATCTTTATAGTCCT GTCGGGTTTCGCCACCTCTGACTTGAGCGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGGGGGC GGAGCCTATGGAAAAACGCCAGCAACGCGGCCTTTTTACGGTTCCTGGCCTTTTTGCTG GCCTTTTGCTCACATGTTCTTTCCTGCGTTATCCCCTGATTCTGTGGATAACCGTATTAC CGCCTTTGAGTGAGCTGATACCGCTCGCCGCAGCCGAACGACCGAGCGCAGCGAGTC AGTGAGCGAGGAAGCGGAAGAGCGCCTGATGCGGTATTTTCTCCTTACGCATCTGTGC GGTATTTCACACCGCATATATGGTGCACTCTCAGTACAATCTGCTCTGATGCCGCATAG TTAAGCCAGTATACACTCCGCTATCGCTACGTGACTGGGTCATGGCTGCGCCCCGACA CCCGCCAACACCCGCTGACGCGCCTTGACGGGCTTGTCTGCTCCCGGCATCCGCTTAC AGACAAGCTGTGACCGTCTCCGGGAGCTGCATGTGTCAGAGGTTTTCACCGTCATCA



CCGAAACGCGCGAGGCAGCTGCGGTAAAGCTCATCAGCGTGGTCGTGAAGCGATTCA CAGATGTCTGCCTGTTCATCCGCGTCCAGCTCGTTGAGTTTCTCCAGAAGCGTTAATGT CTGGCTTCTGATAAAGCGGCCATGTTAAGGGCGGTTTTTTCCTGTTTGGTCACTGATG CCTCCGTGTAAGGGGGATTTCTGTTCATGGGGGGTAATGATACCGATGAAACGAGAGAG GATGCTCACGATACGGGTTACTGATGATGAACATGCCCGGTTACTGGAACGTTGTGAG GGTAAACAACTGGCGGTATGGATGCGGCGGGACCAGAG<mark>AAAAATCACTCAGGGTCAA</mark> TGCCAGCGCTTCGTTAATACAGATGTAGGTGTTCCACAGGGTAGCCAGCAGCATCCTG CGATGCAGATCCGGAACATAATGGTGCAGGGCGCTGACTTCCGCGTTTCCAGACTTTA CGAAACACGGAAACCGAAGACCATTCATGTTGTTGCTCAGGT<mark>CGCAGACGT</mark>TTTGCA CAACCCGCCAGCCTAGCCGGGTCCTCAACGACAGGAGCACGATCATGCGCACCCGT GGGGCCGCATGCCGGCGATAATGGCCTGCTTCTCGCCGAAACGTTT<mark>GGTGGCGGGA</mark> CCAGTGACGAAGGCTTGAGCGAGGGCGTGCAAGATTCCGAATACCGCAAGCGACAG GCCGATCATCGTCGCGCTCCAGCGAAAGCGGTCCTCGCCGAAAATGACCC<mark>AGAGCGC</mark> TGCCGGCACCTGTCCTACGAGTTGCATGATAAAGAAGACAGTCATAAGTGCG<mark>GCGAC</mark> GATAGTCATGCCCCGCGCCCACCGGAAGGAGCTGACTGGGTTGAAGGCTCTCAAGGG CATCGGTCGAGATCCCGGTGCCTAATGAGTGAGCTAACTTACATTAATTGCGTTGCGCT CACTGCCGCTTTCCAGTCGGGAAACCTGTCGTGCCAGCTGCATTAATGAATCGGCCA ACGCGCGGGGAGAGGCGGTTTGCGTATTGGGCGCCAGGGTGGTTTTTCTTTTCACCA GTGAGACGGCCAACAGCTGATTGCCCTTCACCGCCTGGCCCTGAGAGAGTTGCAGCA AGCGGTCCACGCTGGTTTGCCCCAGCAGCGGAAAATCCTGTTTGATGGTGGTTAACG GCGGGATATAACATGAGCTGTCTTCGGTATCGTCGTATCCCACTACCGAGATATCCGCA CCAACGCGCAGCCCGGACTCGGTAATGGCGCGCATTGCGCCCAGCGCCATCTGATCGT TGGCAACCAGCATCGCAGTGGGAACGATGCCCTCATTCAGCATTTGCATGGTTTGTTG AAAACCGGACATGGCACTCCAGTCGCCTTCCCGTTCCGCTATCGGCTGAATTTGATTG CGAGTGAGATATTTATGCCAGCCAGCCAGACGCAGACGCGCCGAGACAGAACTTAAT GGGCCGCTAACAGCGCGATTTGCTGGTGACCCAATGCGACC<mark>AGATGCTCC</mark>ACGCCC AGTCGCGTACCGTCTTCATGGGAGAAATAATACTGTTGATGGGTGTCTGGTCAGAGA CATCAAGAAATAACGCCGGAACATTAGTGCAGGCAGCTTCCACAGCAATGGCATCCTG GTCATCCAGCGGATAGTTAATGATCAGCCCACTGACGCGTTGCGCGAGAAGATTGTGC ACCGCCGCTTTACAGGCTTCGACGCCGCTTCGTTCTACCATCGACACCACCACGCTGG CACCCAGTTGATCGGCGCGAGATTTAATCGCCGCGACAATTTGCGACGGCGCGTGCAG GGCCAGACTGGAGGTGGCAACGCCAATCAGCAACGA<mark>CTGTTTGC</mark>CCGCCAGTTGTTG



TGCCACGCGGTTGGGAATGTAATTCAGCTCCGCCATCGCCGCTTCCACTTTTTCCCGC GTTTTCGCAGAAACGTGGCTGGCCTGGTTCACCACG<mark>CGGGAAACG</mark>GTCTGATAAGAG ACACCGGCATACTCTGCGACATCGTATAACGTTACTGGTTTCACATTCACCACCCTGAA TTGACTCTCTCCGGGCGCTATCATGCCATACCGCGAAAGGTTTTGCGCCATTCGATGG TGTCCGGGATCTCGACGCTCTCCCTTATGCGACTCCTGCATTAGGAAGCAGCCCAGTA CGCCCACAGTCCCCGGCCACGGGGCCTGCCACCATACCCACGCGAAACAAGCGC TCATGAGCCCGAAGTGGCGAGCCCGATCTTCCCCATCGGTGATGTCGGCGATATAGGC GCCAGCAACCGCACCTGTGGCGCCGGTGATGCCGGCCACGA<mark>TGCGTCCGGC</mark>GTAGAG GATCGAGATCTCGATCCCGCGAAATTAATACGACTCACTATAGGGGAATTGTGAGCGG ATAACAATTCCCCTCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGA<mark>GATATACATATGAA</mark> ATACCTGCTGCCGACCGCTGCTGCTGGTCTGCTCCTCGCTGCCCAGCCGGCGATG GCCATGGATATCGGATTAATTCGGATCC<mark>GAATTC</mark>GAGCTCCGTCGACA<mark>AGCTTGCGG</mark> CCGCACTCGAGCACCACCACCACCACTGAGATCCGGCTGCTAACAAAGCCCGAA AGGAAGCTGAGTTGGCTGCCACCGCTGAGCAATAACTAGCATAACCCCTTGGGG CCTCTAAACGGGTCTTGAGGGGTTTTTTGCTGAAAGGAGGAACTATATCCGGAT

BM210513